

Cinturón abdominal de sujeción a cama con cierre magnético

El cinturón de sujeción abdominal magnético permite controlar y limitar los giros hacia ambos lados, incorporarse parcialmente y sentarse en la cama sin riesgo de caerse. Con bandas de sujeción incluidas. Incluye también tres cierres y dos llaves magnéticas. Tan pronto como se coloca el botón de cierre en el vástago metálico queda inmediatamente cerrado y solo se podrá abrir con la llave magnética.



SS-001

Muñequeras de sujeción con cierre magnético

Con 2 cierres y una llave magnética.



SS-002



SS-003

Tobilleras de sujeción con cierre magnético

Con 4 cierres y una llave magnética.

Recambios

Llave magnética



SS-004

Botón magnético



SS-005

Muñequeras y tobilleras de sujeción

Diseñado para pacientes que requieran inmovilización. Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable. Fácil regulación mediante hebilla y velcro. Revestidas de un tejido almohadillado que evita daños al paciente.



Cinturón abdominal de sujeción a cama

Diseñado para pacientes que requieran inmovilización. Proporciona una movilidad relativa. Facilita cambios posturales. Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable. Fácil regulación mediante hebilla y velcro.



Cinturón sujeción silla cierre magnético

Se puede utilizar tanto para silla como sillón. Dotado de dos tirantes en los hombros para evitar que se vaya hacia adelante. Incluye dos cierres y una llave. Fabricado en cinta de polipropileno color gris forrado con rizo de algodón en las zonas de contacto con el paciente y con acolchado interno.



Cinturones de sujeción a silla

Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de poliéster en la interna, que facilita la transpiración y proporciona un gran confort. Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida colocación.

Abdominal tronco a silla

Muy utilizado para personas que tienden a irse hacia adelante.



Abdominal tronco y pélvico a silla

Muy utilizado para personas que tienden a irse hacia adelante y se deslizan del asiento.




Abdominal a silla



Abdominal pélvico a silla

Muy utilizado para personas que se deslizan del asiento.



Chaleco sujeción tronco

Sujeción confortable del paciente a la silla. Proporciona una adecuada estabilidad de tronco. Evita desplazamientos laterales.

Tejido en red de poliamida 100%. Facilita la transpiración.

Sistema de cierre que permite un ajuste óptimo.



Sábana de sujeción a cama

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama.


Impide el acceso a los pañales, empapadores y sondas. Permite cierta movilidad del cuerpo y las extremidades.

Fabricado en algodón 100% goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón.



SS-015

Opcional con o sin mangas.



SS-016

Cremallera

Ribeteada con goma para ajustarse bajo el colchón

Manoplas de protección

Diseñadas para evitar que el paciente pueda autolesionarse y quitarse los pañales o sondas.



SS-017